ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук

Департамент программной инженерии СОГЛАСОВАНО

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ | | |
|--|---|--|--|
| Профессор департамента программной инженерии факультета компьютерных наук. | Академический руководитель образовательнограммы «Программная инженерия» | | |
| И. Р. Агамирзян «» 2020 г. | В. В. Шилов «» 2020 г. | | |

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Техническое задание

лист утверждения RU.17701729.01.01-01 ТЗ 01-1-ЛУ

| Исполни | тел | іь студент группы БПИ173 |
|------------|-----|--------------------------|
| | | / Дубина Д. О. / |
| « _ | » | 2020 г. |

| Инв. Nº подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. Nº | Инв. № дубл. | Подп. И дата |
|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | |

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Техническое задание RU.17701729.01.01-01 T3 01-1

Листов 15

| Подп. И дата | |
|---------------|--|
| Инв. № дубл. | |
| Взам. Инв. № | |
| Подп. И дата | |
| ИНВ. Nº подл. | |

Содержание

| 1. | . Введение | 4 |
|----|--|----|
| | 1.1. Наименование программы | 4 |
| | 1.2. Краткая характеристика области назначения | 4 |
| 2. | Основания для разработки | 5 |
| 3. | Назначение разработки | 6 |
| | 3.1. Функциональное назначение | 6 |
| | 3.2. Эксплуатационное назначение | 6 |
| 4. | Требования к программе или программному изделию | 6 |
| | 4.1. Требования к функциональным характеристикам | 7 |
| | 4.2. Требования к интерфейсу | 7 |
| | 4.3. Требования к надежности | 7 |
| | 4.4. Требования к организации входных и выходных данных | 7 |
| | 4.5. Требования к реагированию на отказы из-за некорректных действий | 7 |
| | 4.6. Требования к временным характеристикам | 8 |
| | 4.7. Условия эксплуатации | 8 |
| | 4.8. Требования к составу и параметрам технических средств | 8 |
| | 4.9. Требования к информационной и программной совместимости | 9 |
| | 4.10. Требования к маркировке и упаковке | 9 |
| | 4.11. Требования к транспортировке и хранению | 9 |
| | 4.12. Специальные требования | 9 |
| 5. | Требования к программной документации | 10 |
| | 5.1. Предварительный состав программной документации | 10 |
| | 5.2. Специальные требования к программной документации | 10 |
| | | |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | |
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| RU.17701729.01.01-01 T3 01-1 | | | | |

| 6. Технико-экономические показатели | 11 |
|--|----|
| 6.1. Ориентировочная экономическая эффективность | 11 |
| 6.2. Предполагаемая потребность | 11 |
| 7. Стадии и этапы разработки | 12 |
| 8. Порядок контроля и приемки | 13 |
| 8. Источники | 14 |
| Лист регистрации изменений | 15 |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | |
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| RU.17701729.01.01-01 T3 01-1 | | | | |

1. Введение

1.1. Наименование программы

"Программно-аппаратный комплекс для мониторинга и обработки данных электрической активности головного мозга" ("Hardware and Software System for Monitoring and Processing Data of Electrical Activity of the Brain").

1.2. Краткая характеристика области назначения

Данный программно-аппаратный комплекс предназначен для снятия данных ЭЭГ [1] с человека, передачи их на приложение компаньон по беспроводной связи, визуализации и обработке данных в приложении компаньоне, поиска точки Р300 [2].

Основная цель разрабатываемого программно-аппаратного комплекса — позволить любому человеку в домашних условиях снимать показания ЭЭГ и использовать эту информацию в своих целях.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | |
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| RU.17701729.01.01-01 T3 01-1 | | | | |

2. Основания для разработки

Приказ декана ФКН И.В. Аржанцева № X.X-XX/XXXX-XX от XX.XX.2020. Программа выполняется в рамках темы выпускной квалификационной работы "Программно-аппаратный комплекс для мониторинга и обработки данных электрической активности головного мозга" в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная Инженерия».

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | |
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| RU.17701729.01.01-01 T3 01-1 | | | | |

3. Назначение разработки

3.1. Функциональное назначение

Программно-аппаратный комплекс позволяет пользователю снимать показатели электрической активности своего мозга, пред обрабатывать эти данные, подготавливать к передаче по беспроводной сети и передавать на устройство с установленным приложением компаньоном. В приложении компаньоне данные подвергаются вторичной обработке, визуализации. Так же приложение компаньон имеет возможность посредством анализа данных находить точки р300 и имеет функционал для демонстрации работы поиска этой точки.

3.2. Эксплуатационное назначение

Программно-аппаратный комплекс предназначен для использования преимущественно внутри помещения, в связке с приложением комплекса. Пользователем комплекса является владелец комплекса.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | |
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| RU.17701729.01.01-01 T3 01-1 | | | | |

4. Требования к программе или программному изделию

4.1. Требования к функциональным характеристикам

Программно-аппаратный комплекс должен иметь возможность выполнять следующие функции:

- 1) Функция сопряжения с приложением компаньоном
- 2) Функция ввода и вывода из режима сна
- 3) Функция инициации сбора данных
- 4) Функция остановки сбора данных
- 5) Функция передачи информационных данных по беспроводной связи между устройством и приложением компаньоном.
- 6) Обработка данных в приложении компаньоне
- 7) Предобработка данных на устройстве
- 8) Визуализация обработанных данных в приложении компаньоне в режиме реального времени
- 9) Функция поиска точки Р300 на основании обработанных данных в режиме реального времени
- 10) Функция демонстрации корректной работы функции поиска точки Р300
- 11) Функции сохранения записанных сессий передачи данных
- 12) Функция просмотра записанных сессий передачи данных
- 13) Функция передачи состояния устройства в приложение компаньон

4.2. Требования к интерфейсу

Интерфейс управления программно-аппаратным комплексом представляет из себя приложение на устройстве компаньоне, посредством которого осуществляется управление устройством собирающем данные, со специальным программным обеспечением. Интерфейс устройства состоит из 3 компонентов. Кнопки для вывода из спящего режима, ввода в режим сопряжения. Светодиода для индикации работы устройства. Электроды [3] для снятия показаний активности мозга.

4.3. Требования к надежности

Программно-аппаратный комплекс должен стабильно работать при применении по назначению, при соблюдении условий эксплуатации, требований к составу и параметрам технических средств.

4.4. Требования к организации входных и выходных данных

Данные в устройство вводятся посредством сбора данных с измерительных усилителей или посредством управляющей кнопки. Вводятся в приложение компаньон посредством беспроводной сети Bluetooth [4]. Управление приложением компаньоном выполняется посредством устройств ввода, подключенных к устройству компаньону.

4.5. Требования к реагированию на отказы из-за некорректных действий

В случае разрыва связи меду устройством и приложением компаньоном оператор должен быть уведомлен об этом. В случае неисправности устройства индикатор на нем должен сигнализировать об этом. В случае некорректного ввода в приложение компаньон оно должно проинформировать пользователя об ошибке всплывающим окном, не выполнять задачу до введения пользователем корректных данных.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | |
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| RU.17701729.01.01-01 T3 01-1 | | | | |

4.6. Требования к временным характеристикам

Программно-аппаратный комплекс должен работать в режиме реального времени с задержкой между передачей данных и визуализацией в приложении компаньоне не дольше 1 секунды.

4.7. Условия эксплуатации

Пользователь должен не допускать попадания воды на электрические компоненты системы. Для корректно работы устройства необходимо восполнять заряд аккумулятора и своевременно обновлять ПО, приложение компаньон.

4.8. Требования к составу и параметрам технических средств

Устройство:

- 1) Микроконтроллер STM32WB55CCU6 (RAM 128кб, FLASH 256кб) [5]
- 2) Порт Micro USB
- 3) Микросхема памяти EPROM
- 4) Набор измерительных усилителей
- 5) Контроллер разряда-заряда
- 6) Контроллер параметров батареи.
- 7) Кнопка
- 8) Светодиод

Устройство компаньон:

- 1) Оборудования для работы с беспроводной сетью
- 2) Экрана
- 3) Интерфейсы ввода-вывода
- 4) RAM до 1гб
- 5) Доступный объем памяти до 1гб

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | |
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| RU.17701729.01.01-01 T3 01-1 | | | | |

4.9. Требования к информационной и программной совместимости

Для корректной работы комплекса, необходимо специальное аппаратное решение и специальная, написанная для него программа. Так же необходимо специальное приложение на устройстве компаньоне. Устройство компаньон должно работать либо на ОС Windows, либо на ОС Android.

4.10. Требования к маркировке и упаковке

"Программно-аппаратный комплекс для мониторинга и обработки данных электрической активности головного мозга" поставляется в виде программно-аппаратного комплекса. В комплект поставки входит сам комплекс, USB флэш-накопитель, который содержит техническую документацию, презентацию проекта, установочный файл приложения компаньона для устройства компаньона.

4.11. Требования к транспортировке и хранению

Требования к транспортировке и хранению не предъявляются.

4.12. Специальные требования

Специальные требования не предъявляются.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | |
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| RU.17701729.01.01-01 T3 01-1 | | | | |

5. Требования к программной документации

5.1. Предварительный состав программной документации

- 1. "Программно-аппаратный комплекс для мониторинга и обработки данных электрической активности головного мозга". Программа методика испытаний (ГОСТ 19.301-79) [6];
- 2. "Программно-аппаратный комплекс для мониторинга и обработки данных электрической активности головного мозга". Текст программы (ГОСТ 19.401-78) [7];
- 3. "Программно-аппаратный комплекс для мониторинга и обработки данных электрической активности головного мозга". Руководство оператора (ГОСТ 19.50579) [8];
- 4. "Программно-аппаратный комплекс для мониторинга и обработки данных электрической активности головного мозга". Техническое задание (ГОСТ 19.201-78) [9];

5.2. Специальные требования к программной документации

1. Вся документация должна быть составлена согласно ЕСПД (ГОСТ 19.101-77, 19.104-78, 19.105-78, 19.106-78) и ГОСТ к соответствующим документам.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | |
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| RU.17701729.01.01-01 T3 01-1 | | | | |

6. Технико-экономические показатели

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

Ориентировочная экономическая эффективность обусловлена следующим:

Использование разрабатываемого комплекса, ввиду низкой стоимости компонентов, сократит среднюю стоимость устройства относительно существующих решений для считывания электрической активности головного мозга. Что понизит порог вхождения, что позволит проводить исследования и эксперименты в домашних условиях.

6.2. Предполагаемая потребность

Программно-аппаратный комплекс может быть полезен людям с ограниченными возможностями, для управления чем либо, а также исследователям, изучающим работу мозга человека.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | |
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| RU.17701729.01.01-01 T3 01-1 | | | | |

7. Стадии и этапы разработки

Стадии разработки:

1. Техническое задание

Этапы разработки:

1.1. Обоснование необходимости разработки программы

Содержание работ:

- 1.1.1. Постановка задачи;
- 1.1.2. Сбор исходных материалов;
- 1.1.3. Обоснование необходимости проведения научно-исследовательских работ.
- 1.2. Научно-исследовательские работы

Содержание работ:

- 1.2.1. Определение структуры входных и выходных данных;
- 1.2.2. Предварительный выбор методов решения задач;
- 1.2.3. Определение требований к техническим средствам.
- 1.3. Разработка и утверждение технического задания

Содержание работ:

- 1.3.1. Определение требований к программе;
- 1.3.2. Определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации к ней.
- 2. Технический проект

Этапы разработки:

2.1. Разработка технического проекта

Содержание работ:

- 2.1.1. Определение формы представления входных и выходных данных;
- 2.1.2. Разработка структуры программы;
- 2.2. Утверждение технического проекта

Содержание работ:

- 2.2.1. Разработка плана мероприятий по разработке программы;
- 2.2.2. Согласование и утверждение технического проекта.
- 3. Рабочий проект

Этапы разработки:

3.1. Разработка программы

Содержание работ:

- 3.1.1. Программирование и отладка программы;
- 3.1.2. Создание пакета инсталляции программы.
- 3.2. Разработка программной документации

Содержание работ:

- 3.2.1. Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101 77.
- 3.3. Испытания программы

Содержание работ:

- 3.3.1. Разработка, согласование и утверждение программы и методики испытаний;
- 3.3.2. Корректировка программы и программных документации по результатам испытаний.

Разработка должна быть завершена до 15.05.2020.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | |
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| RU.17701729.01.01-01 T3 01-1 | | | | |

8. Порядок контроля и приемки

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом "Программноаппаратный комплекс для мониторинга и обработки данных электрической активности головного мозга". Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79).

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | |
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| RU.17701729.01.01-01 T3 01-1 | | | | |

9. Источники

- 1. Электроэнцефалография [Электронный ресурс]: www.neurology.ru, 2018 Режим доступа https://www.neurology.ru/epileptologicheskiy-centr/eeg, свободный. (дата обращения: 20.11.20).
- 2. P300 (neuroscience) [Электронный ресурс]: Wikipedia, 2020 Режим доступа https://en.wikipedia.org/wiki/P300_(neuroscience), свободный. (дата обращения: 20.11.20).
- 3. Электроды ЭЭГ [Электронный ресурс]: cmi.to, 2020 Режим доступа https://cmi.to/электроды/, свободный. (дата обращения: 20.11.20).
- 4. Обзор архитектуры Bluetooth 5.0 [Электронный ресурс]: itechinfo.ru, 2020 Режим доступа https://itechinfo.ru/content/bluetooth-50, свободный. (дата обращения: 20.11.20).
- 5. STM32WB55CCU6 [Электронный ресурс]: STMicroelectronics, 2020 Режим доступа https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32wb55cc.html, свободный. (дата обращения: 20.11.20).
- 6. ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 7. ГОСТ 19.401-78 Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 8. ГОСТ 19.50579 Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 9. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | |
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| RU.17701729.01.01-01 81 01-1 | | | | |

Лист регистрации изменений

| Изм. | | Номера листов (страниц) | | | Всего листов № | | Входящий № | Подпись | Дата |
|------|------------|-------------------------|-------|----------------|-----------------------|--------|------------------------------------|---------|----------|
| | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных | (страниц) в докум. | докум. | сопроводительного докум. и дата | -11, | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | <u> </u> |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | _ | | |
| | | | | | | | | | |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | |
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| RU.17701729.01.01-01 T3 01-1 | | | | |